

Tecapeek® SM Tube Sizes

Natural or GF30

OD	ID	Length
4.00	3.50	6.50
4.25	3.75	6.50
4.50	3.75	6.50
4.50	4.00	6.50
4.75	4.00	6.50
4.75	4.25	6.50
5.00	4.50	6.50
5.00	4.25	6.50
5.25	4.50	6.50
5.25	4.75	6.50
5.50	4.50	6.50
5.50	4.75	6.50
5.50	5.00	6.50
5.75	4.75	6.50
5.75	5.00	6.50
5.75	5.25	6.50
6.00	5.00	6.50
6.00	5.25	6.50
6.00	5.50	6.50
6.25	5.25	6.50
6.25	5.50	6.50
6.25	5.75	6.50
6.50	5.50	6.50
6.50	5.75	6.50
6.50	6.00	6.50
7.00	6.00	6.50
7.00	6.25	6.50
7.00	6.50	6.50
7.25	6.25	6.50
7.25	6.50	6.50
7.25	6.75	6.50

OD	ID	Length
7.50	6.50	6.50
7.50	6.75	6.50
7.50	7.00	6.50
7.75	6.75	6.50
7.75	7.00	6.50
7.75	7.25	6.50
8.00	7.00	6.50
8.00	7.25	6.50
8.00	7.50	6.50
8.50	7.50	6.50
8.50	7.75	6.50
8.50	8.00	6.50
9.00	8.00	6.50
9.00	8.25	6.50
9.00	8.50	6.50
9.50	8.50	6.50
9.50	8.75	6.50
9.50	9.00	6.50
10.00	9.00	6.50
10.00	9.25	6.50
10.00	9.50	6.50
11.00	9.75	6.50
11.00	10.00	6.50
11.00	10.25	6.50
11.00	10.50	6.50
12.00	11.00	6.50
12.00	11.25	6.50
12.00	11.50	6.50
12.25	11.25	6.50
12.25	11.50	6.50
12.25	11.75	6.50

Tecapeek® SM Product Information
Tecapeek® SM Data Sheet